

Erste Hilfe

Rechtsgrundlagen • Ausstattung • Vorsorge



Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	DIN 13157	DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

- Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.
- Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Erste-Hilfe-Koffer

- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht
- Inneneinteilung verstellbar, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff
- Plombierovorrichtung, Sicherheitsplombe
- Beschriftung, Farbpiktogramme
- 5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Funktionsteile (wie Tragegriffe, Drehverschlüsse, Scharnierlaschen, Stecklaschen für Abdeckplatten) sowie Farbgleichheit der Koffer!



*Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN®

sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem **Halbbarkeitsdatum von 20 Jahren** ab Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm

- Inhalt: Norm DIN 13157
- Maße: ca. 310 × 210 × 130 mm

Art.-Nr.	Typ	Preis
03 01 125	Koffer QUICK-CD Norm	49,99
03 03 018	Füllung DIN 13157 Norm	23,50

Verbandschrank HEIDELBERG City-Style orange

- Inhalt: Norm DIN 13157
- Maße: ca. 302 × 362 × 140 mm
- eintürig, ein Einlegeboden
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- klappbares Ablageblech in der Tür
- Material: Stahlblech
- Farbe: orange

Art.-Nr.	Typ	Preis
05 01 030	Verbandschrank HEIDELBERG	88,90
03 03 018	Füllung DIN 13157 Norm	23,50

Angebot gültig bis 31.03.2018. Preise in EURO/St. zuzügl. MwSt., Produkt- und Preisänderungen vorbehalten!
Produktgestaltung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. © W.Söhngen GmbH.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Arndt Medizintechnik GmbH. Stand: 12-2017

Erste Hilfe

Ausstattung • Zubehör



Erste-Hilfe-Koffer DIREKT Praxis

Der Erste-Hilfe-Koffer DIREKT ist für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung.

- Inhalt: DIN 13157 zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung, wie bspw. Spezialverbände, Beatmungsmaske, Instrumente usw.
- Maße: ca. 310 × 210 × 130 mm
- Farbe: orange

Art.-Nr.	Typ	Preis
03 70 046	Koffer DIREKT Praxis	99,90

Erste-Hilfe-Koffer Arzt + Praxis PLUS

Für niedergelassene Ärzte aus verschiedenen Fachdisziplinen. Kombination aus Erste-Hilfe-Einrichtung für Arbeitsstätten und notfallmedizinischer Grundausrüstung zur Einleitung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen in der ärztlichen Praxis.

- Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157 plus eine notfallmedizinische Grundausrüstung
- Maße: ca. 400 × 300 × 150 mm
- Farbe: weiß

Art.-Nr.	Typ	Preis
01 20 301	Koffer Arzt + Praxis PLUS	499,00

oculav NIT® Augenspülung

Pufferlösung bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas.

- Inhalt: 250 ml Sterillösung
- Maße: ca. 160 × 60 × 60 mm
- Material: Kunststoff



Flaschenhalter für oculav NIT®

- Maße: ca. 90 × 75 × 73 mm
- Material: Metall
- Farbe: silber



Art.-Nr.	Typ	Preis
20 10 013	oculav NIT® Augenspülung	10,50
20 10 005	Flaschenhalter für oculav NIT®	9,99



Verbandbuch DIN A5

Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.

- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten
- zur Registrierung von Betriebsunfällen

Art.-Nr.	Typ	Preis
80 01 008	Verbandbuch DIN A5	4,50