

**Auftrag**

Artikelbezeichnung	Bestellnummer	Anzahl	Preis	
			Euro	Cent
<b>Gesamtkatalog 2016/2017</b>				
			<b>kostenlos</b>	

Bei Bestellungen unter 80,00€ werden Ihnen 6,00€ Versandkostenpauschale berechnet. **Gesamtpreis netto**

Ansprechpartner in der Praxis: .....

Praxisadresse/-stempel

Datum, Unterschrift

Kostenfreie Fax-Hotline: 08 00 - 6 33 47 72

Preise zzgl. MwSt. / Lieferung lt. unseren gültigen AGB / Investitionsgüter und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen / Angebot gültig bis 31.03.2017



Für die Praxis.

\*Preise zzgl. MwSt. / Lieferung lt. unseren gültigen AGB / Investitionsgüter und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen / Angebot gültig bis 31.03.2017 / Alle Preise für Sprechstundenbedarf richten sich generell nach den aktuellen Apothekeneinkaufspreisen der Hersteller, wir rechnen zu den gültigen Vertragspreisen für Sie ab.

**Elastomull**  
Elastische Fixierbinde aus 42% Baumwolle, 29% Viskose und 29% Polyamid, gekräuselte Webstruktur gute Hautverträglichkeit, angenehme Trageeigenschaften

Best.-Nr.	Größe	Anzahl	Preis
118195	4 cm x 4 m	50 Stück	25,50€*
175276	6 cm x 4 m	100 Stück	52,00€*
175277	8 cm x 4 m	100 Stück	54,00€*
175278	10 cm x 4 m	50 Stück	36,00€*

**Elastomull haft**  
Elastische, selbstklebende Fixierbinde aus 40% Baumwolle, 30% Viskose und 30% Polyamid gekräuselte Webstruktur, hochelastisch, weiß

Best.-Nr.	Größe	Anzahl	Preis
175279	4 cm x 20 m	1 Stück	9,84€*
113595	6 cm x 20 m	6 Stück	61,44€*
113596	8 cm x 20 m	6 Stück	70,86€*
113597	10 cm x 20 m	6 Stück	78,42€*

**Leukomed**  
Steriler Wundverband, luft- und wasserdampfdurchlässig, besonders hohes Absorptionsvermögen und bestätigte Hautverträglichkeit, rückstandsfrei zu entfernen

Best.-Nr.	Größe	Anzahl	Preis
156663	7,2 cm x 5 cm	50 Stück	21,25€*
156664	8 cm x 10 cm	50 Stück	54,90€*
156675	8 cm x 15 cm	50 Stück	70,16€*
156669	10 cm x 20 cm	50 Stück	91,54€*

**Weitere Größen auf Anfrage!**


**Leukomed T Plus**  
Steriler, wasser- und keimdichter Wundverband, Hochflexible Folie bietet hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten, abgerundete Ecken für sichere Fixierung

Best.-Nr.	Größe	Anzahl	Preis
156665	7,2 cm x 5 cm	50 Stück	35,88€*
156671	8 cm x 10 cm	50 Stück	59,79€*
156672	8 cm x 15 cm	50 Stück	71,77€*
156669	10 cm x 20 cm	50 Stück	93,78€*

**Weitere Größen auf Anfrage!**

**Cuticell contact**  
Sterile, silikonbeschichtete Wundauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, klebt an der Wundumgebung, nicht auf der feuchten Wunde, ungestörter Heilungsverlauf

Best.-Nr.	Größe	Anzahl	Preis
116922	5 x 7,5 cm	5 Stück	19,19€*
116923	7,5 x 10 cm	5 Stück	31,98€*
116924	10 x 18 cm	5 Stück	62,66€*
116925	15 x 25 cm	5 Stück	120,11€*



Für die Praxis.

Sprechstundenbedarf

Aktionsangebote

**BETA 200 LED Ophthalmoskop Set**

- Stufenlose Helligkeitsregulierung mit Einfinger-Bedienung
- LED-Technologie (kein Lampenwechsel)
- Scharfes Bild bei Nah- und Fernuntersuchung
- Lange Akkulaufzeit (bis zu 6 Wochen)

Das Set umfasst das BETA 200 LED Ophthalmoskop, BETA 4 USB Ladegriff mit USB Kabel und Steckernetzteil, Hartschalenetui, Griffablage

Best.-Nr.	UVP	Preis
C-144.28.388	580,60 €	510,00€*

**BETA 400 LED F.O. Otoskop**  
Präzision in Schärfe, Farbwiedergabe und Helligkeit

- Einzigartige 4,2 oder 3-fache Vergrößerung
- Sehr helle Ausleuchtung und schattenfreien Blick durch Fiber Optik Beleuchtung
- Kein Lampenwechsel nötig durch LED-Beleuchtung
- Stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100% und 3%
- Metallgehäuse und kratzfeste Glaslinsen
- 5 Jahre Garantie

**SONDERAKTION**

Bei Bestellung eines Aktions-Sets des BETA 400 Oskopes erhalten Sie 1 Packung Ohrtrichter **kostenlos** im Wert von 67,70 € dazu!

Best.-Nr.	UVP	Preis	Best.-Nr.	UVP	Preis
B-143.24.420	656,90 €	619,00€*	B-143.28.388	507,90 €	485,00€*

**SETS**

**Das Set umfasst:**

- das BETA 400 LED F.O. Otoskop
- 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips
- je 5 AllSpec Einweg-Tips 2,5 und 4 mm
- BETA 4 USB Ladegriff mit USB Kabel und Steckernetzteil
- Hartschalenetui
- Griffablage

\*Preise zzgl. MwSt. / Lieferung lt. unseren gültigen AGB / Investitionsgüter und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen / Angebot gültig bis 31.03.2017



Für die Praxis.

**Tissue – Liegenpapier**

- 2-lagig, weiß, ungebleicht
- 100% Recyclingmaterial, 50 m pro Rolle
- Karton mit 9 Rollen

Best.-Nr.	Rollenbreite	Preis
172313	39 cm	22,90 €*
172314	50 cm	26,20 €*
172315	55 cm	28,10 €*
172316	59 cm	29,90 €*



**Aktionsangebot!**  
Beim Kauf von 4 x 9 Rollen erhalten Sie 1 x 9 Rollen dazu!

**Falhandtücher Fripa Plus**

- 1-lagig, V-Falz
- Recycling, 25 x 23 cm
- Karton mit 5000 Tücher

Best.-Nr.	UVP	Preis
125527	19,90 €	17,99 €



Passend dazu!

**Edelstahl-Falhandtuchspender**

- matt gebürstet
- Für ca. 200 Blatt
- Maße: 25x20x12 cm (BxHxT)

Best.-Nr.	UVP	Preis
158367	39,90 €	33,90 €

**Meliseptol® Wipes Sensitive**

schnell wirksame Desinfektionstücher für empfindliche Oberflächen – jetzt im wiederverschließbaren Flowpack!

- für Ultraschallgeräte und -köpfe, Acrylglas, Untersuchungsliegen und -stühle, Smartphones und Tablets
- Bakterizid und levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und gegen Polyoma-, Rota- und Noroviren

Lieferform	Best.-Nr.	Preis
100 Tücher Flowpack (Tuchgröße 18x20 cm)	19894	9,07 €*
42 XL Tücher Flowpack (Tuchgröße 24x30 cm)	19893	7,62 €*



NEU

**9+1 Urinestreifen-Aktion!**  
Bei Bestellung von 9 Packungen erhalten Sie 1 Packung kostenlos dazu!

**Meditrol – Urinestreifen**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Streifen	Preis
120547	Meditrol N	50 Stück	3,95 €*
120549	Meditrol 6	50 Stück	8,65 €*
153067	Meditrol 10+Leuko	100 Stück	16,90 €*
159083	Meditrol hcg	25 Tests	8,95 €*



Preise zzgl. MwSt. / Lieferung lt. unseren gültigen AGB / Investitionsgüter und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen / Angebot gültig bis 31.03.2017



Für die Praxis.


**AED-3100**  
Automatischer externer Defibrillator

- Kontinuierliche VF-Analyse
- Schnelle Analyse – schnelles Laden (vom Einschalten bis zur Entladung nur max. 15 Sekunden)
- Täglicher Selbsttest zur Prüfung von Batterie, Pads und Schaltkreis
- Einfache Dreischrittbedienung mit Sprachanweisung
- Einfaches Umschalten für den Einsatz bei Kindern
- Anzeige (Grün/Rot), Schocktaste
- Kapazität: 200 Entladungen oder 7,5 Std. Überwachung
- Batterie: Lebensdauer in Standby 4 Jahre
- Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser IP 55
- Maße: 206 x 252 x 97 mm (B x T x H)
- Gewicht: 2,3 kg mit Batterie und Pads
- **Einweisungspflichtig nach MPG**

**Lieferumfang**  
Gerät, 4 Jahres Batterie,  
1 Paar AED Pads

Best.-Nr.	UVP	Preis
119948	1.350,00 €	999,00 €*

\* Einweisung kostenpflichtig!  
Fragen Sie dazu nach unserer aktuellen Pauschale an!



1350,00 €  
**999,00 €**

**Tempmate-M1 –**  
Temperatur-Datenlogger

- Nachvollziehbare Aufzeichnung von Temperaturschwankungen innerhalb einer Kühlkette
- sofort einsatzbereit
- leicht und klein
- Statusanzeige über das Display
- integrierter USB-Anschluss
- automatischer PDF-Bericht mit Datenkurve
- statistische Werte wie MIN, MAX, AVG, MKT
- Kostenlose tempbase-V2 Software zum Download

Best.-Nr.	Preis
120063	59,95 €



jetzt nur  
**59,95 €**

\*Preise zzgl. MwSt. / Lieferung lt. unseren gültigen AGB / Investitionsgüter und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen / Angebot gültig bis 31.03.2017



Für die Praxis.

**AUCH ONLINE FÜR SIE DA!**  
Besuchen Sie doch unsere neue Website.

So wie die Medizintechnik selbst, entwickeln auch wir uns ständig weiter, um Ihnen weiterhin den gewohnt hohen Qualitätsstandard zu bieten, den Sie von uns kennen.

Dazu gehört heute nicht mehr nur eine gute Beratung und Betreuung, sondern auch ein ansprechender Internetauftritt ist inzwischen ein Teil davon. Wir haben deshalb unserer Website einen neuen, moderneren Look verpasst. Gleichzeitig haben wir sie so optimiert, dass sie auch mobil und von unterwegs bequem genutzt werden kann.

**Auf unserer Website finden Sie:**

- eine Übersicht über unser Team und Ihre Ansprechpartner
- immer die aktuellsten News aus der Medizintechnik
- eine Übersicht unserer zahlreichen Leistungen
- einen Einblick in unsere Firmengeschichte

**Ihre Meinung ist uns wichtig!**

- was halten Sie von unserer neuen Website?
- wofür benutzen Sie unsere Website hauptsächlich?
- gibt es etwas, was wir in Ihren Augen verbessern können/sollen?
- welche Themengebiete aus der Medizintechnik interessieren Sie?

[www.arndt-medizintechnik.de](http://www.arndt-medizintechnik.de)



Ihr ehrliches Feedback zählt für uns, denn nur so können wir garantieren, Ihnen immer den bestmöglichen Service zu bieten. Falls Ihnen deshalb etwas an unserer Website auffällt, oder Sie einen anderen Verbesserungsvorschlag haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an [info@arndt-medizintechnik.de](mailto:info@arndt-medizintechnik.de)

Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und hoffen, dass wir dies auch in Zukunft mit unserem Service zurückzahlen können!

Ihr Team der  
**Arndt-Medizintechnik GmbH**

