

Multiparameterplattform – Schnell, präzise und vielseitig

AFIAS-Aktionspaket

Jetzt bis zu
1.097 €*
auf Testkits
sparen!



Aktionspaket AFIAS-System + Tests

Jetzt **AFIAS-System**
kaufen und bis zu
1.097 €* auf Testkits
sparen!



- Verschiedene Notfallparameter direkt vor Ort analysieren
- Testergebnisse in nur wenigen Minuten in Laborqualität
- Schnelle Diagnose und Behandlung des Patienten möglich
- Qualitative Auswertung der Tests, auswählbar mit 1, 3, 6 oder 10 Testkassetten
- Aufgeführte Testkits inklusive

Lieferumfang: 1x AFIAS Analysegerät mit 1, 3, 6 oder 10 Testkassettenlots

Jetzt Aktionsangebot sichern!



AFIAS-1



AFIAS-3




AFIAS-6



AFIAS-10

System-Ausführung	Im Aktionspaket inklusive	Aktionspreis
AFIAS-1	Drei frei wählbare Testkits (jeweils 24 Stück pro Testkit)	2.990,00 €* (3.728,00 €)*
AFIAS-3	Drei frei wählbare Testkits (jeweils 24 Stück pro Testkit)	3.990,00 €* (4.728,00 €)*
AFIAS-6	Drei frei wählbare Testkits (jeweils 24 Stück pro Testkit)	4.990,00 €* (6.087,00 €)*
AFIAS-10	Preis auf Anfrage	

Ihre Vorteile mit einem AFIAS-System



Schnell

- Standardisiert durch Pipettierautomatik
- Ergebnisse in wenigen Minuten verfügbar
- Bis zu 10 Proben zeitgleich messbar (je nach System)
- Messung aus Vollblut, Serum, Plasma oder Urin
- Einfache intuitive Handhabung in 3 Schritten

Vielseitig

- Breites Testspektrum für verschiedene Indikationen
- Flexible Systemvarianten für individuellen Durchsatz
- Messungen aus bis zu 4 Probenmaterialien möglich
- Patentierter C-Tip zur Abnahme von Kapillarblut
- EDV Anbindung möglich

Präzise

- Qualität durch Fluoreszenz-Immunoassay-Methode
- Mehr Sicherheit durch integrierte Fehlererkennung
- Testmessung bei gleichbleibender Temperatur
- Kontrollmaterial für jeden Parameter verfügbar

All-in-One-Testkassetten

- Alle erforderlichen Reagenzien enthalten
- Vielseitige Parameterauswahl für jeden Bereich
- Gebrauchsfertige Testkassetten
- Lange Haltbarkeit gewährleistet

Besonderheiten beim AFIAS-10

- Automatische Nutzung des richtigen Probenvolums direkt vom Blutentnahmeröhrchen im System
- Kein Pipettieren mehr notwendig
- Korrekte Patientenzuordnung durch eine PID-Barcode-Lesung
- Verschiedene Arten von Probenröhrchen verfügbar
- Jedes Fach (mit je 5 Test-Slots) kann separat betrieben werden
- Notfallfunktion (STAT-Modus) bietet wichtiger Messung während regulärer Testroutine den Vortritt



Unverbindliches Abrechnungsbeispiel

Parameter	Abrechnungsziffer GOÄ	Betrag (1,15 fach)	Abrechnungsziffer EBM	Betrag	Preis pro Test inkl. MwSt.	Ertrag GOÄ	Ertrag EBM
Troponin I Plus	4291	23,46 €	32150	11,25 €	9,37 €	14,09 €	1,88 €
Troponin T	A3732	13,41 €	32150	11,25 €	9,37 €	4,04 €	1,88 €
NT-proBNP	4062	32,17 €	32097	11,90 €	14,88 €	14,37 €	-2,98 €
D-Dimer	A3938	24,13 €	32027	15,30 €	9,37 €	14,76 €	5,93 €
TSH Plus	4030	16,76 €	32101	2,39 €	11,90 €	4,86 €	-9,51 €
Testosteron	4042	23,46 €	-	-	4,76 €	18,70 €	-
Ferritin	3742	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
PCT	4062	32,17 €	-	-	18,20 €	13,97 €	-
CRP	3741	13,41 €	32128	1,12 €	3,09 €	10,32 €	-1,97 €
Interleukin-6	A3767*	30,16 €	-	-	17,85 €	12,31 €	-
COVID-19/Flu A+B/RSV Ag							
SARS-CoV-2 qual.	4648	16,76 €	-	-			-
Influenza Viren A & B qual.	4644	16,76 €	-	-	17,85 €	32,43 €	-
RSV qual.	4647	16,76 €	-	-			-
PSA Neo	3908.H3	20,11 €	-	-	7,14 €	12,97 €	-
Freies PSA	3908.H3	20,11 €	-	-	7,14 €	12,97 €	-
Vitamin D Neo	4138	32,18 €	-	-	17,85 €	14,33 €	-
Total βhCG	4024	14,57 €	-	-	8,93 €	5,64 €	-
AFP	3743*	16,76 €	32350	6,40 €	7,44 €	9,32 €	-1,04 €
CEA	3905.H3**	16,76 €	32324	3,80 €	6,44 €	10,32 €	-2,64 €
T3	4032.H4**	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
T4	4031.H4**	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
Myoglobin Neo	3756*	13,41 €	32450	9,94 €	9,41 €	4,00 €	0,53 €
Cortisol	4020*	16,76 €	32367	5,70 €	8,93 €	7,83 €	-3,23 €
Prolactin	4041	23,46 €	-	-	6,44 €	17,02 €	-
FSH	4021	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
CA125	3900.H3	20,11 €	-	-	6,44 €	13,67 €	-
Progesteron	4040	23,46 €	-	-	7,69 €	15,77 €	-
LH	4026	16,76 €	-	-	6,44 €	10,32 €	-
AMH	4069	23,46 €	-	-	6,44 €	17,02 €	-
Microalbumin	3736	8,04 €	32135	1,55 €	3,45 €	4,59 €	-3,04 €

*GOÄ-Ziffern mit Doppelbestimmung und Bezugskurve: Bei Ziffern, die „gegebenenfalls einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve“ angeben, sollen 2/3 des Betrags abgerechnet werden. Hermanns, P.M. (2017). GOÄ 2020 Kommentar, IGeL-Abrechnung- Gebührenordnung für Ärzte, 14. Auflage, Berlin, Springer, 2017

**H3/H4: Leistung unterliegt der Höchstwertregelung gemäß GOÄ Abschnitt M. <https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/honorar/goae/goae-ratgeber/abschnitt-m-laboratoriumsuntersuchungen/handhabung-der-allgemeinen-bestimmung-nr-6-vor-abschnitt-m-hoehstwertkennzeichnung-in-der-praxis-edv>

AFIAS Parameterübersicht

Artikelnummer	Parameter	Messbereich	Probenart /-menge	Testzeit
AF-301-3170200	Troponin I Plus	0,01-15 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-95	Troponin T	10-20.000 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170201	NT-proBNP	10-30.000 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170202	D-Dimer	50-10.000 ng/mL	Vollblut, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-151	Myoglobin Neo	2-500 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-5MFP-38	TSH Plus	0,09-80,0 µIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 15 Min.
AF-301-3170219	Testosteron	1-10 ng/mL	Serum, Plasma: 200 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-23	Ferritin	10-1.000 ng/mL	Serum, Plasma: 100 µL	ca. 10 Min.
AF-301-3170212	Cortisol	80-800 nmol/L	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 10 Min.
AF-301-3170217	T3	0,77-7,7 nmol/L	Serum, Plasma: 150 µL	ca. 10 Min.
AF-301-3170216	T4	10,23-300 nmol/L	Serum, Plasma: 150 µL	ca. 10 Min.
AF-301-3170205	PCT	0,1-100 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170222	CRP	0,5-200 mg/L	Vollblut (Kapillar): 10 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 3 Min.
AF-301-SMFP-74	Interleukin-6	2-2.500 pg/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-113	Covid-19 / Flu A+B / RSV Ag	Qualitative Bestimmung	Nasopharyngealabstrich	ca. 20 Min.
AF-301-3170210	Microalbumin	2-300 mg/L	Urin: 150 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-130	PSA Neo	0,1-100 ng/mL	Vollblut (Kapillar): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-170	Freies PSA	0,05-50 ng/mL	Vollblut (C-Tip): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 200 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-27.	AFP	5-350 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-21.	CEA	1-500 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-132	CA125	5 - 700 U/mL	Serum, Plasma: 200 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170243	Vitamin D Neo	5-100 ng/mL	Vollblut (Kapillar): 30 µL Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-3170213	Total βhCG	5-50.00 mIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-62	AMH	0,02 - 15 ng/mL	Serum, Plasma: 100 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-5.	FSH	1 - 100 mIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 150 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMFP-6.	LH	1 - 100 mIU/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 150 µL	ca. 12 Min.
AF-301-SMPF-94	Progesteron	4,45 - 127,2 nmol/L 1,4 - 40 ng/mL	Serum, Plasma: 100 µL	ca. 15 Min.
AF-301-SMFP-8	Prolactin	1 - 100 ng/mL	Vollblut, Serum, Plasma: 150 µL	ca. 10 Min.

Aktionspaket

AFIAS-1, AFIAS-3 & AFIAS-6

Jetzt bis zu **1.097,00 €***
auf AFIAS-Testkits sparen!

Schnell & einfach bestellen

✉ info@arndt-medizintechnik.de

☎ +49 821 343 201-0

📄 +49 821 343 201-1

🌐 www.arndt-medizintechnik.de

Verfügbare Parameter

- | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| ■ Troponin I | ■ TSH | ■ CRP | ■ Vitamin D | ■ AMH | ■ T3 |
| ■ Troponin T | ■ Testosteron | ■ Covid-19/Flu-
A+B/RSVAg | ■ AFP | ■ FSH | ■ T4 |
| ■ NT-proBNP | ■ Ferritin | ■ PSA | ■ CEA | ■ LH | ■ Cortisol |
| ■ D-Dimer | ■ PCT | ■ Freies PSA | ■ CA125 | ■ Progesteron | ■ Microalbumin |
| ■ Myoglobin | ■ IL-6 | | ■ Total ßhCG | ■ Prolactin | |

- Kauf eines AFIAS-1 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 2.990,00 €*.
- Kauf eines AFIAS-3 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 3.990,00 €*.
- Kauf eines AFIAS-6 Paketangebot inkl. Barcodescanner & USB-Tastatur für 4.990,00 €*.
- Unverb. Probeaufstellung (14 Tage) des AFIAS-1, AFIAS-3 oder AFIAS-6 inkl. 2 Pckg. Tests.

Ansprechpartner Name, Vorname

Telefon

Kundennummer

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Kundenstempel

*zzgl. Mehrwertsteuer